

BOITE DE PÉTRI 55x14.2MM

- / Référence Greiner Bio-One : BP05SE
- / Désignation produit : Boite de Pétri 55x14.2mm, sans ergots aseptique

Caractéristiques

- Diamètre fond (mm) : 55.00
- Matière et couleur de la boite de pétri : PS naturel lub. Interne
- Diamètre couvercle (mm) : 58.00
- Ergot de ventilation : sans ergot
- Compartiment : 1 compartiment
- Planéité du fond : La planéité du fond de la boite permet de garantir une épaisseur homogène de la gélose nutritive et de la répartition en antibiotique assurant une reproductibilité des résultats d'analyses
- Température d'utilisation du corps principal : -40°C/+65°C
- Température de coulage °C : Inférieur à +60°C
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Autoclavage du corps principal : N/A

Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 1620
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Fermeture du ou des sursacs : plié
- Gaine : les matériaux de la gaine comportent un agent glissant qui permet un dépliage aisé des boîtes.
- Ouverture facile : Non

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004

Photo

