

CELLULE DE COMPTAGE

/ Référence Greiner Bio-One : DHCM01

/ Désignation produit : Cellule de comptage C-Chip, usage unique, Malassez, [25 x 75 mm], épaisseur : 1,2 mm

Caractéristiques

- En PMMA (polyméthyl méthacrylate)
- A usage unique, pas de nettoyage fastidieux, pas de risque de contaminations croisées
- Légères, transparence du verre
- Réduit le risque d'exposition à des produits infectés
- Dimensions extérieurs : 25 x 75 mm
- Epaisseur : 1,2 mm
- Cellule de Malassez 10 µl

Conditionnement

- Unité de vente : 50 Cellules

Image

