

INOCULATEUR

- / Référence Greiner Bio-One : EP10
- / Référence Fournisseur : OS10-02
- / Désignation produit : Ensemenceur/Inoculateur, 10 µl, Stérile, Bleu, sachet de 20

Caractéristiques

- Matière et couleur de l'inoculateur : PS vert
- Longueur (mm) : 192.00
- Capacité nominale : 1 µl
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Température d'utilisation du corps principal : -40°C/+65°C
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Autoclavage du corps principal : N/A
- Calibrage : Précision du diamètre de la boucle : 12 %.
- Utilisation semi-quantitative : les volumétries sont basées sur plusieurs paramètres : viscosité, tension superficielle, technique utilisée

Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 9000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : 150 sachets de S/S 20 pièces


Qualité

- Péréemption : 3 ans
- Niveau d'assurance de stérilité conformément à la norme ISO 11137 : STERILE SAL 10⁻³

Précaution d'utilisation

- Germination des semences : Non
- Automatisation : Les tolérances dimensionnelles sont compatibles avec la plupart des automates de distribution et de coulage de milieux de culture sur le marché.

Photo



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.