

TUBE A HÉMOLYSE 5ML

- / Référence Greiner Bio-One : GOTH5
- / Référence Fournisseur : TK75-036
- / Désignation produit : Tube à Hémolyse 5ml, PS, [13x75 mm]

Caractéristiques

- Couleur du corps secondaire : Sans
- Capacité nominale : 5 ml (75x13mm)
- Assemblage : Nu
- Matière et couleur du pot (corps primaire): PS
- Matière du corps secondaire : N/A
- Température d'utilisation du corps principal : -40°C/+65°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : N/A
- Hauteur (mm) : 74.50
- Diamètre d'ouverture (mm) : 12.80
- Graduation dans la masse : N/A
- Type de fermeture : Sans
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Taille étiquette : N/A
- Autoclavage du corps principal : N/A
- Type de graduation : Produit sans sérigraphie pg
- Usage unique : Oui

Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 4000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : sac de 500 pièces

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide
- Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
- o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - o Directive 98/79/CE : Usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil de 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Marquage CE : CE, IVD
 - Péremption : N/A

Image

