

TUBE A HÉMOLYSE 3.5ML

- / Référence Greiner Bio-One : GOTL7512
- / Référence Greiner Fournisseur : TL75-10
- / Désignation produit : Tube à hémolyse 3,5ml, PS, [12,2x75 mm] non bouché, non stérile

Caractéristiques

- Couleur du corps secondaire : Sans
- Capacité nominale : 3.5ml (75x12mm)
- Assemblage : Nu
- Matière et couleur du pot (corps primaire) : PS naturel
- Matière du corps secondaire : N/A
- Température d'utilisation du corps principal : -40°C/+65°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : N/A
- Hauteur (mm) : 75.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 11.80
- Graduation dans la masse : N/A
- Type de fermeture : Sans
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Centrifugeable (g) : 3000
- Type de graduation : Produit sans sérigraphie pg
- Taille étiquette : N/A
- Autoclavage du corps principal : Oui
- Usage unique : Oui

Conservation de Stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 5000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : sac de 1500 pièces

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide
- Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - o Directive 98/79/CE : Usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil de 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Marquage CE : CE, IVD
- Péremption : N/A

Image

