

INOCULATEUR A BOULE 10 μ l

- / Référence Greiner Bio-One : OSB10B02
- / Référence Fournisseur : OS10B-02
- / Désignation produit : Inoculateur à boule, 10 μ l, stérile, PS, L195, bleu, sachet refermable de 20

Caractéristiques

- Matière et couleur de l'inoculateur : PS bleu
- Longueur (mm) : 195.00
- Capacité nominale : 10 μ l
- Température d'utilisation du corps principal : -40°C/+65°C
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Autoclavage du corps principal : N/A

Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 90000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Sous conditionnement : 3000

Qualité

- Normes et certifications :
- o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
- o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
- Péréemption : 3ans
- Niveau d'assurance de stérilité conformément à la norme ISO 11137 : STERILE SAL
10⁻³

Photo

