

PIPETTE PASTEUR PLASTIQUE

- / Référence Greiner Bio-One : PAS100
- / Désignation produit : Pipette pasteur plastique, 1 ml, graduée, 150 mm, non stérile

Caractéristiques techniques

- Volume : 1 ml
- Longueur : 150 mm
- Non stérile
- Composition primaire : Polyéthylène
- Composition secondaire : Polyéthylène haute densité

Conditionnement

Sous conditionnement : 500 pcs / boîte
Conditionnement : 5000 pcs / carton

Conformité


Nous confirmons par la présente que nous n'utilisons pas intentionnellement les substances suivantes dans la fabrication du produit : LATEX, BISPHENOL A (CAS No 80-05-7), PHTHALATES selon le règlement 1907/2006/CE (SVHC)

Nous effectuons un contrôle continu des fournisseurs de matières premières en ce qui concerne les aspects : LATEX, BISPHENOL A (CAS No 80-05-7), PHTHALATES selon le règlement 1907/2006/CE (SVHC)

- Contact alimentaire UE 1935/2010/CE et 10/2011/CE.
- Le produit est conforme à la dernière révision de la norme EMA/410/01 « Note for Guidance on minimizing the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human »
- Conformité à la liste des substances REACH SVHC (règlement 1907/2006/CE). Les produits mentionnés ci-dessus ne contiennent pas plus de 0,1% (p/p) de substances TSE/BSE
- Sans métaux lourds conformément à la directive 94/62/CE ; La composition chimique de ce produit est conforme aux exigences de la directive 92/62/CE (telle que modifiée) sur les emballages et les conditionnements.
- Norme ISO 9001 standard

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.

Schéma



Image

