


FICHE TECHNIQUE

Pipettes graduées

codes 200034.R - 200037.R



USE

En polyéthylène inerte, transparent, de faible densité.

Tolérance volumétrique: $\pm 10\%$.

mòd.	code	présentation	stérile	longueur mm	Ø de la tige (mm)	graduée jusqu'a ml	capacité totale (ml)	capacité du bulbe (ml)	capacité du tige (ml)	graduations ml
B	200037.R	6 x 500 sac unitaire flow-pack	STERILE R	154	7,8	3	7,0	3,2	3,8	0,50
C	200034.R	6 x 500 sac unitaire flow-pack	STERILE R	154	5,0	1	5,0	3,1	1,9	0,25

code	poids du carton	volume du carton	quantité de palette
200037.R	7,60	0,16	27.000
PPP1S 200034.R	6,70	0,16	27.000

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Cristina Rojas Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique du Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing