

FICHE TECHNIQUE

Pipettes graduées

codes 200003.C et 200006.C

Tolérance volumétrique et dimensionnelle : $\pm 15\%$

	code	présentation	longueur mm	longueur de la tige mm	Ø de la tige (mm)	graduée jusqu'à ml	capacité nominale (ml)	graduations ml	poids carton (kg)	volume carton (m ³)
PPP1	200003.C	6 x 500	158	112	4,5	2	1,5	0,50	5,50	0,061
PPP3	200006.C	10 x 500	160	118	8,0	2	3,0	0,50	10,70	0,106



DESCRIPTION ET UTILISATION

Utilisation hospitalière, de laboratoire ou industrielle pour la manipulation d'échantillons: dosage, transfert et collecte de liquides et dilutions.

En polyéthylène basse densité transparent et inerte.

Ils peuvent être congelés dans de l'azote liquide.

Matériau: polyéthylène inerte basse densité. (PELD).

Couleur: Naturel transparent

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Soti Khiev Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique du Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing