

	FICHE TECHNIQUE	200060FR	Date 25/06/15
		Revoir 0	Page 1/1

Code: 200050, 200060, 210006
Pipettes extra longues

Page du Catalogue Général 2014: 193

PPP5
PPP10


Mod.	Code	Présentation	Longueur mm	Ø de la tige mm	Capacité totale ml	Capacité du bulbe ml	Poids du carton	Volume du carton
A	200050	10 x 250	216	-	5,0	6,30	8,90	0,105
B	200060	10 x 100	300	9,00	23,0	7,10	7,30	0,105
C	210006	10 x 400	225	5,00	6,0	2,30	9,04	0,098

USAGE SPECIFIQUE

Utilisez en clinique, hôpital, laboratoire chimique ou industrielle, pour le dosage, le transfert et la collecte de fluide.

L'utilisation: à ajouter des acides et des bases en pHmetrie, transferts en béchers.

Particulièrement recommandé pour les cultures de sang, dispensation cellulaire et l'analyse d'urine.



DESCRIPCIÓN

Matériel: inerte Polyéthylène Basse Densité (LDPE). Surface de faible adhérence.

Couleur: translucide naturel. Congelable en azote liquide.

Code 200050 est graduée chaque ml jusqu'à 5ml. Tolérance volumétrique +/- 10%.

Élaboré	Vérifié	Approuvé
	