

FICHE TECHNIQUE

Catalogue Général 2020 page 200

Pipettes Pasteur usage générale

codes 200001, 200121, 200000, 200005, 200008, 200038


	mod.	code	présentation	stérile	longueur (mm)	Ø de la tige (mm)	capacité totale (ml)	capacité de la bulbe (ml)	capacité de la tige (ml)	poids du carton (kg)	volume (m³)
PPPC	A	200121	10X1000	no	67	3,9	1,1	0,5	0,6	4,24	0,051
	B	200001	8X500	no	87	4,7	1,7	0,9	0,8	3,50	0,038
	C	200000	10X400	no	150	6,3	8,0	4,6	3,4	8,70	0,096
	D	200005	6X500	no	155	2,5	4,6	3,3	1,3	4,79	0,060
PPPCS	D	200008	6X500 (unitaire peel- pack)	STERILE EO	150	2,5	4,0	3,1	0,9	13,00	0,162
	D	200038	6X500 (unitaire. flow- pack)	STERILE R	150	2,5	4,0	3,1	0,9	13,00	0,162

USAGE - DESCRIPTION

Pipettes Pasteur de petit volume en polyéthylène basse densité (PELD) transparent, inerte, non toxique et inerte. Surfaces à faible adhérence.

Le code 200038 est stérile par radiation, tandis que le code 200008 est stérile par oxyde d'éthylène.

Tolérance volumétrique $\pm 10\%$.



RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Soti Khiev Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique, du Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing