

# Fiche technique

## MCDh 3

**Code produit : 313560**

RA3135601000 / RA3135602500

### Spécifications :

- **Aspect :** Solution bleu foncé limpide
- **Maxima d'absorption dans l'eau déminéralisée :**  $657 \text{ nm} \leq \lambda \leq 661 \text{ nm}$
- **Densité relative à 20 °C :**  $1.002 \leq d \leq 1.012$
- **pH :** 7.25 – 7.35

### Applications :

**Hématologie :** Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

**Parasitologie :** Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration des parasites sanguins.

Mise à jour du 02/02/2022