

# Fiche technique

## MCDh 1

**Code produit : 313590** RA3135901000 / RA3135902500

### Spécifications :

- **Aspect :** Solution bleu foncé limpide
- **Maximum d'absorption dans l'éthanol absolu :**  $651 \text{ nm} \leq \lambda \leq 654 \text{ nm}$
- **Densité relative à 20 °C :**  $0.910 \leq d \leq 0.920$

### Applications :

**Hématologie :** Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

**Parasitologie :** Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration des parasites sanguins.

Mise à jour du 02/02/2022