

Fiche technique

MCDh 4

Code produit : 313600

RA3136001000 / RA3136002500

Spécifications :

- **Aspect :** Solution incolore limpide
- **Densité relative à 20 °C :** $0.990 \leq d \leq 1.000$
- **pH :** 7.05 – 7.15

Applications :

Hématologie : Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Parasitologie : Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration des parasites sanguins.

Mise à jour du 02/02/2022