

Fiche technique

Tampon pH=6.8 (6 doses)

Code produit : 363568-0000 RA363568

Spécifications :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| • Aspect : | Poudre blanche |
| • Solution aqueuse : | Incolore |
| • pH à 9.26 g/L dans l'eau : | 6.77 – 6.83 |

Applications :

Tampon phosphate, utilisé comme réactif de laboratoire, applications en hématologie, parasitologie et mycologie.

Mise à jour du 16/03/2022