

NaCl 0,9%

STERILE SOLUTION FOR TECHNICAL USE
SOLUTION STÉRILE pour un usage technique
FLACONS DE 500 et 1 000 ML

Articles 600502 et 600503

Spécifications

Usages

Exemples

- Rinçage des instruments
- Réalisation de solutions tampons.

Composition

- Chlorure de Sodium 9g/1 000 ml.
- Excipient : Eau PPI.
- Solution stérile et apyrogène.

Conditionnement

- Flacons légers et résistants.
- Forme ergonomique facilitant la préhension.
- Flacon fabriqué par extrusion soufflage. Remplissage et bouchage en Zone d'Atmosphère Contrôlée de classe C.
- Corps en polypropylène conforme à la Pharmacopée Européenne.
- Graduation gravée sur le corps du flacon.
- Bague d'inviolabilité et protection par un bouchon.
- Forme du goulot optimisée pour un effet anti-gouttes.
- Matériau recyclable s'inscrivant dans la démarche de développement durable adoptée par le laboratoire Aguettant.



Précautions d'emploi

- Produit stérile à usage unique.
- Vérifier l'intégrité du flacon avant utilisation. Ne pas utiliser si le flacon fuit.
- La stérilité s'arrête après ouverture du flacon.
- La solution doit être limpide et incolore.

Péremption - conditions de conservation

- Péremption : 2 ans.
- Conserver à température ambiante.

Fabrication

I Laboratoire AGUETTANT

Unité de production de Chantecaille
07340 Champagne - France
Tel : + 33(0)4 75 34 06 06 - Fax : + 33(0) 4 75 34 10 10
I www.aguettant.com

Codes

SP1L • OTEC NACL 500 mL : Code article Aguettant : 600502 Code GTIN : 3700567704379
• OTEC NACL 1000 mL : Code article Aguettant : 600503 Code GTIN : 3700567704386

Bulletin d'analyses :

- Fourni gratuitement.
- Disponible sur demande à l'adresse mail suivante : coa@aguettant.fr en précisant le numéro de lot.

Informations logistiques :

Flacon	larg. (cm)	long. (cm)	haut. (cm)	poids flacon (kg)	Nb flacons/rang	Nb rangs	Haut. totale hors palette	flacons / palette	Poids total palette (kg)
500 mL	8	8	14	0,56	220	4	1,24	880	508
SP1L 1000 mL	8	8	23	1,085	110	5	1,29	550	612

Pour toute information produit contacter :

Service Information Scientifique

0 800 74 99 74

Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour toute autre demande contacter notre assistante commerciale au :

04 78 61 51 70

Laboratoire AGUETTANT

1 rue Alexander Fleming - 69007 Lyon - France
Tel : + 33(0)4 78 61 51 41 - Fax : + 33(0) 4 78 61 09 35
www.aguettant.com



AGUETTANT
MÉDICAMENTS
ESSENTIELS