

TUBE A CENTRIFUGER CONIQUE 50ML

/ Référence Greiner Bio-One : TC50

/ Désignation produit : Tube à centrifuger conique, 50 ml, PP, stérile, universel, sans jupe,
[Ø29xØ26.5x115 mm]

Caractéristiques

- Type de bouchon : Bouchon à vis
- Capacité nominale : 50ml (115x29mm)
- Température d'utilisation du corps principal : -20°C /+120°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : -80°C /+120°C
- Assemblage : monté
- Hauteur (mm) : 113.5
- Diamètre d'ouverture (mm) : 29.2
- Graduation dans la masse : N/A
- Couleur du corps secondaire : Vert
- Matière du corps secondaire : PEHD
- Matière et couleur du tube (corps primaire) : PP naturel
- Résistance physique : Souple à rigide, bonne résistance mécanique, haute résistance chimique. Résistance : 95KPA
- Centrifugeable (g) : 1000
- Type de graduation : Graduations imprimées tous les 2.5ml
- Autoclavage : Oui

Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)
- Conservation en température négative : fragilise le produit, manipuler avec précaution sans choc

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 500
- Sous conditionnement : 25

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement EU 10/2011
- Péréemption : 3 ans
- Niveau d'Assurance de stérilité conformément à la norme ISO 11137 : STERILE SAL 10-3

Image

