

TUBE A HÉMOLYSE 2ML

/ Référence Greiner Bio-One : TH2

/ Désignation produit : Tube à hémolyse 2ml, PP, [Ø10.9x42.5 mm]

Caractéristiques

- Type de bouchon : sans
- Capacité nominale : 2ml (45x10.8mm)
- Température d'utilisation du corps principal : -40°C / +65°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : N/A
- Assemblage : Nu
- Hauteur (mm) : 42.50
- Diamètre d'ouverture (mm) : 10.90
- Graduation dans la masse : N/A
- Couleur du corps secondaire : sans
- Matière du corps secondaire : N/A
- Matière et couleur du tube (corps primaire) : PS naturel
- Résistance physique : Dur, Fragile
- Centrifugeable (g) : 3000
- Type de graduation : Produit sans sérigraphie pg
- Autoclavage : N/A

Conservation de Stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 6000
- Nombre de sursac : sans sursac
- Rangement : sac de 1500 pièces

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigidedéfinition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - o Directive 98/79/CE : usage in vitro uniquement directive 98/79/CE du parlement européen et du conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Marquage CE : CE/IVD
- Péremption : N/A

Image

