

FICHE TECHNIQUE


2020 General Catalogue page 144

Tubes à fond rond polypropylène

codes 400500, 400800, 400800.1, 400700, 400400, 401700, 400900, 400705, 401100

	mod.	code	dimensions (mm)	volume (ml)	quantité par carton	poids du carton (kg)	volume du carton	cartons par palette
	1	400500	11x55	3	2x2000	6,50	0,045	32
	2	400800	12x75	5	4x1000	8,00	0,075	20
	3	400800.1	12x75	5	4x1000	8,00	0,075	20
TH5P	4	400700	13x75	5	4x1000	11,15	0,082	20
	5	400400	12x88	6	4x1000	9,60	0,082	20
	6	401700	13x100	7	6x500	9,40	0,082	20
	7	400900	16x95	10	5x500	10,10	0,096	16
	8	400705	16x100	10	5x500	12,20	0,096	16
	9	401100	15x50	5	5x1000	10,40	0,082	20

Directive 98/79/CE. Dispositifs médicaux de diagnostic "in vitro".



DESCRIPTION ET DESTINATION DU PRODUIT

Tubes conçus pour le traitement d'échantillons biologiques d'origine humaine et leur analyse ultérieure pour le diagnostic in vitro.

Fabriqués avec une haute technologie et des moules de nouvelle génération pour assurer la reproductibilité de chaque tube.

Les tubes sont fabriqués en une seule pièce, sans joints, afin de garantir l'uniformité et la précision dimensionnelle de tous les tubes. Un équilibre parfait entre les murs.

Autoclavable à 121 °C et résistant à la centrifugation jusqu'à 15.000 xg.

Les codes suivants ont des anneaux de graduation à l'intérieur :

- 400800 (mod. 2) : gradué en 1 / 2,5 / 4 ml.
- 400400 (mod. 5) : gradué en 1 / 2,5 / 5 ml.
- 400900 (mod. 7) : gradué en 2,5 / 5 / 10 ml.
- 401100 (mod. 9) : gradué en 2,5 / 5 ml.

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Soti Khiev Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique, du Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing

FICHE TECHNIQUE

2020 General Catalogue page 144

Tubes à fond rond polypropylène

codes 400500, 400800, 400800.1, 400700, 400400, 401700, 400900, 400705, 401100

MESURES $\pm 0,09$ mm

	mod.	code	Ø intérieur	Ø extérieur	longueur total	volume maximal
	1	400500	9,9	11,4	53,9	3,4
	2	400800	10,3	11,7	73,9	5,3
	3	400800.1	10,2	11,7	79,9	5,3
TH5P	4	400700	10,9	12,7	73,7	6,4
	5	400400	10,3	11,9	86,9	5,8
	6	401700	11,0	12,7	98,4	8,1
	7	400900	13,7	15,5	93,7	11,9
	8	400705	13,7	15,8	98,6	12,7
	9	401100	13,7	15,5	48,9	6,5

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Soti Khiev Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique, du Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing