

POINTES FINNTIP® FILTER, 0,5 A 200 µL

/ Référence Greiner Bio-One : TH94052320

/ Désignation produit : FINNTIP®Filter, 0.5-200 µl, Stérile, [Lg:78 mm], rack de 96, THERMO SCIENTIFIC

Caractéristiques

- Volume : 0,5 à 200 µl
- Matière : Polypropylène (PP) / Polyéthylène (PE)
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Oui
- Stérile : Oui (Certificat inclus dans la boîte)
- Dimensions : - Longueur : 77,9 mm ; - Diamètre intérieur : 1,1 mm
- Poids : 0,55 g

Conditionnement

En rack de 96

Certification

Certificat CE

Image

