

POINTES FINNTIP® FILTER, 100 A 1000 µL

/ Référence Greiner Bio-One : TH94052430

/ Désignation produit : FINNTIP®Filter, 100 à 1000 µl, Stérile, [Lg:105 mm], rack 96, THERMO SCIENTIFIC

Caractéristiques

- Volume : 100 à 1000 µl
- Matière : Polypropylène (PP) / Polyéthylène (PE)
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Oui
- Stérile : Oui (Certificat inclus dans la boîte)
- Dimensions : - Longueur : 105 mm ; - Diamètre intérieur : 1,3 mm
- Poids : 1,16 g

Conditionnement

En rack de 96

Certification

Certificat CE

Image

