



Tubes à vis 23 ml – 17.75 x 1.05 x 144.50 Pharm. 16

	Code article	Dimensions	Quantité par unités de conditionnement	Quantité par palette
VH18145	TV18145	17.75 x 1.05 x 144.5	252	26 460

CARACTÉRISTIQUES

MATIERE	Verre sodocalcique blanc (translucide) Type III de la Pharmacopée Européenne (se référer à la fiche technique)
SPECIFICATION COMPLETE	Tubes à vis 23 ml 17.75 x 1.05 x 144.5 Bg. Pharma. 16 Fond plat En verre sodocalcique blanc (Translucide) Verre nu sans décor ni traitement
TEMPERATURE UTILISATION	-40 °C / + 130°C (pour l'Autoclave)
CONDITIONNEMENT	En barquette PP sous film rétractable Ensemble de la palette sous film protecteur
IDENTIFICATION	Etiquette sur chaque barquette avec Désignation/ code article/ n° de lot / réf. commande client/Code client
TRACABILITE	Traçabilité assurée de la matière première au produit fini.

REFERENCES NORMATIVES

■ LIMITATION METAUX LOURDS	Conforme à la directive CE/94/62
■ ALIMENTARITE	Matière conforme au règlement CE N°1935/2004

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Usage In vitro
Usage unique