

## Boîte de stockage cryogénique

- / Référence Greiner Bio-One : W350900
- / Désignation produit : Boîte stockage cryogénique, 133x133x50 mm

### Description

Boîte de stockage cryogénique, 133x133x50 mm, 81 puits, en fibre végétale, Ø 13 mm. Fabriquées avec un couvercle anti-humidité pour assurer sa durabilité et la robustesse. Livrées montées et avec cellules incluses.

### Application

Stockage d'échantillons biologiques jusqu'à -196°C (en phase vapeur).

### Dimensions

133 mm x 133 mm x 50 mm

### Image produit

