

Boîte de stockage cryogénique

- / Référence Greiner Bio-One : W370900
- / Désignation produit : Boîte stockage cryogénique, 133x133x75 mm

Description

Boîte de stockage cryogénique, 133x133x75 mm, 81 puits, en fibre végétale, Ø 13 mm. Fabriquées avec un couvercle anti-humidité pour assurer sa durabilité et la robustesse. Livrées montées et avec cellules incluses.

Application

Stockage d'échantillons biologiques jusqu'à -196°C (en phase vapeur).

Dimensions

133 mm x 133 mm x 75 mm

Image produit

