


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Référence | 036102 |
| Désignation | Feuille Benchkote |



Description :

- ✓ Papier de protection de paillasse Benchkote
- ✓ Une face en polyéthylène laminé pour capturer les dépôts sans absorption
- ✓ Une face en papier absorbant rapidement les liquides pour les empêcher de se répandre sur la surface de travail
- ✓ Extrêmement robuste
- ✓ Collecte et incinération très facile après usage
- ✓ Dimension : 46 x 57 cm

Unité de vente :

50 Feuilles Benchkote