

Gamme INSTRUBACS



Bacs non autoclavables

Bacs de trempage pour le ramassage de l'instrumentation souillée



INSTRUBAC 20L

Version simple, avec ou sans robinet

Vol. utile	Dim. HORS TOUT	Dim. poissonnière	Sans Robinet	Avec Robinet
10 L	L51 x l30,5 x H21 cm	L48,5 x l27 x H17 cm	404 006	404 023



NOUVEAU

**SPÉCIAL
ORTHOPÉDIE**

INSTRUBAC 20L

Version simple sans robinet

Vol. utile	Dim. HORS TOUT	Dim. intérieure	Sans Robinet
10 L	L59 x l31 x H26,5 cm	L54 x l25,5 x H25 cm	404 179



spécial ENDOSCOPIE

INSTRUBAC 20L PLAT

Version simple, avec ou sans robinet

Vol. utile	Dim. HORS TOUT	Dim. intérieure	Sans Robinet	Avec Robinet
10 L	L60 x l40 x H13 cm	L55 x l36,5 x H11,5 cm	406 011	404 411



en POLYPROPYLENE

> Meilleure résistance mécanique
> Absence d'arête.



INSTRUBAC 40⁽¹⁾ et 60L⁽²⁾ EN POLYPROPYLENE

Version simple, avec ou sans robinet

Vol. utile	Dim. HORS TOUT	Dim. intérieure	Sans Robinet	Avec Robinet
(1) 20 L	L60 x l40 x H24 cm	L51 x l34 x H22 cm	406 012	404 412
(2) 40 L	L60 x l40 x H35 cm	L51 x l34 x H30,5 cm	406 013	404 413

Bacs autoclavables (134°C - 18 min)

Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l'instrumentation



CE

BAC MICROCHIRURGIE 1L

Version simple sans robinet

Vol. utile	Dim. HORS TOUT	Dim. poissonnière	Sans Robinet
0,5 L	L26,5 x l14 x H9 cm	L24,5 x l11 x H7,5 (2,7) cm	404 010



(1)

CE


(2)

INSTRUBAC 2L ou 5L

Version sans robinet, avec ou sans fente

BAC2/BAC2P

Vol. utile	Dim. HORS TOUT	Dim. poissonnière	Sans Fente	Avec Fente
(1) 2 L	L29,5 x l20 x H13 cm	L23 x l17 x H9 cm	404 039	404 038
(2) 5 L	L43 x l29 x H12,5 cm	L36,5 x l25,5 x H9 cm	404 002NM	-



(1)

(2)

CE

INSTRUBAC 4L


Version simple ou double, sans robinet

Vol. utile	Dim. HORS TOUT	Dim. poissonnière	Simple	Double
4 L	L47 x l18 x H12,5 cm	L42 x l14 x H8,5 cm	404 157	404 158

(1) - 1 bac + 1 poissonnière + 1 couvercle + 1 plateau

(2) - 2 bacs + 1 poissonnière + 2 couvercles + 1 plateau

SPÉCIAL ENDOSCOPIE



(2)

(1)

CE

INSTRUBAC 15L

Version simple ⁽¹⁾ ou double ⁽²⁾, avec ou sans robinet

Vol. utile	Dim. HORS TOUT	Dim. poissonnière	Sans Robinet	Avec Robinet
(1) 15 L	L90 x l21 x H16 cm	L85,5 x l18 x H7,5 cm	Simple	404 450
(2) 15 L	L90 x l21 x H16 cm	L85,5 x l18 x H7,5 cm	Double	404 451

404 025

(1) - 1 bac + 1 poissonnière + 1 couvercle + 1 plateau

(2) - 2 bacs + 1 poissonnière + 2 couvercles + 1 plateau



CE

(1)

INSTRUBAC 20L couvercle avec charnières

Version simple ⁽¹⁾ ou double ⁽²⁾, avec ou sans robinet

Vol. utile	Dim. HORS TOUT	Dim. poissonnière	Sans Robinet	Avec Robinet
(1) 10 L	L51 x l30,5 x H21 cm	L48,5 x l27 x H17 cm	Simple	404 014
(2) 10 L	L51 x l30,5 x H21 cm	L48,5 x l27 x H17 cm	Double	404 019

404 021

404 022

(1) - 1 bac avec couvercle et charnières + 1 poissonnière

(2) - 2 bacs avec couvercle et charnières + 1 poissonnière

PROTECTANIOS

Housse stérile pour Instrubacs 15 et 20 L et Bac Endoscopique.
Alternative à l'étape d'autoclavage.



MODULE MOBILE PLATEAU BLOC

Module pour le ramassage et pré-désinfection des plateaux d'instrumentation au bloc opératoire.



CE Ensemble module mobile plateau bloc
(chariot + bac de ramassage 40L + couvercle) Réf.404. 660
(Pour commander les bacs, voir à l'intérieur)

MODULE MOBILE DE DÉSINFECTION

Module mobile pour le ramassage de l'instrumentation souillée et du matériel non immergeable. Prévu pour Instrubac 40L ou 60L.



Module mobile de desinfection
Chariot seul.Réf. 404 009
(Pour commander les bacs, voir à l'intérieur)

MODULE MOBILE SPECIAL ENDOSCOPIE

Modules pour doubles INSTRUBACS.



CE

Module pour Instrubac 15L.Réf. 404 077
Module pour Instrubac 20L.Réf. 404 020
(Pour commander les bacs, voir à l'intérieur)

