

Kit hygiène Hemobox (avec gel hydroalcoolique)

Description

- Stiplastics est certifié conforme aux normes ISO : ISO 13485, ISO 15378, ISO 14001.
- Hemobox est une gamme de solutions de transport des échantillons biologiques et d'accessoires pré-analytiques.
- Hemobox est certifié conforme à l'instruction **P650** de l'ADR (**Agreement for the transportation of Dangerous goods by Road**).
- Selon les réglementations en vigueur, les substances suivantes n'ont pas été utilisées ou ajoutées intentionnellement :
 - Bisphénol A, Halogènes, Latex, Phtalates.

Caractéristiques

Référence : FR05AC158300100	05AC158	Matériaux :	EPDM
Code complémentaire :	300160	Poids : (g)	7g ±5%
Traçabilité :	Numéro de lot imprimé sur chaque sachet, boîte, carton.	Caractéristiques :	Emballage individuel Usage unique Emballage unitaire hermétique
Dimension du kit : (L x l)	68 x 112 mm	Durée de conservation :	Date d'expiration

Composition du kit :	1 tampon alcoolisé	1 gel hydroalcoolique	1 pansement	1 boule de coton
Composition :	0.5g d'éthanol (70%), eau	N/A	N/A	N/A
Dimensions : (L x l)	50 x 50 mm	50 x 65 mm	90 x 35 mm	N/A

Emballage et Stockage

- **Unités par boîtes :** 100 **Nb cartons / palette :** 24
- **Nb de boîtes / cartons :** 10 **Dimension de la palette :** 1200 x 800
- Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit propre, frais et sec.
Température 5-35°C **Humidité** 45-95%
- Avant utilisation, conserver les produits dans un endroit tempéré (15 °C - 30 °C) pendant 24h avant de les utiliser.