

## LINGETTE AU CHLORURE BENZALKONIUM POUR ECBU

/ Référence Greiner Bio-One : LINGCBU

/ Désignation produit : Lingette au chlorure de benzalkonium pour ECBU

### Application

Lingette nettoyante pour usage externe. A usage professionnel, hospitalier & privé.

### Caractéristiques

- Dimensions : Lingette antiseptique 13 x 20 cm
- Matériaux : pliée et imprégnée de 0,113% chlorure de benzalkonium, sous sachet individuel non stérile. Ne contient pas d'alcool.
- Automatisation : N/A
- Destiné à usage unique et externe.
- Péréemption : 5 ans, indiqué sur le sachet, la boîte et le carton.

### Températures

Pas de température d'utilisation et de stockage

### Conditionnement

Conditionnement : 2000  
Sous-conditionnement : 100  
Minimum de vente : 100  
100 lingettes par boîte. 20 boîtes par carton. 60 cartons par Euro palette.  
Carton : 8 kg / 41 cm x 22 cm x 34 cm.

### Qualité

- Normes et certifications : Certifié ISO EN 13485 :2016
- Marquage CE : Marquage CE, Classe 1, non stérile. Numéro de lot imprimé sur chaque sachet, boîte et carton.
- Stérilité : Non

### Photo

