

POT URINE 120 ML

/ Référence Greiner Bio-One : 25034

/ Désignation produit : Pot 120ml, PP, bouchon vissant rouge, non stérile, plage d'écriture, graduation

Volume 120 ml

Matériaux Pot : Polypropylène
Bouchon : Polyéthylène

Apparence Cylindrique

Dimensions externes Ø inférieur : 47,9 mm
Ø supérieur : 56 mm
Hauteur sans bouchon : 71,5 mm
Hauteur avec bouchon : 71,8 mm

Couleur Pot : transparent
Bouchon : rouge

Graduation 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ml

Plage d'écriture Zone dépolie pour les données du patient : NAME, N°, DATE

Stérilisation Non stérile

Conditionnement 300 pcs par carton, en vrac
Poids : 4,80 kg
Dimensions : 40 x 60,5 x 31 cm

Norme IVD, CE

Stockage Ne pas exposer ni laisser à proximité de flammes nues, ne pas abandonner le produit car il n'est pas biodégradable.

Photo



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.