

POT URINE 120 ML

/ Référence Greiner Bio-One : 25036E

/ Désignation produit : Pot 120ml, PP, bouchon vissant rouge, stérile, plage d'écriture, graduation, étiquette

Volume	120 ml
Matériaux	Pot : Polypropylène Bouchon : Polyéthylène
Apparence	Cylindrique
Dimensions externes	Ø inférieur : 47,9 mm Ø supérieur : 56 mm Hauteur sans bouchon : 71,5 mm Hauteur avec bouchon : 71,8 mm
Couleur	Pot : transparent Bouchon : rouge
Graduation	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ml
Étiquette	Papier
Stérilisation	Rayon Bêta
Conditionnement	300 pcs par carton, en vrac Poids : 4,80 kg Dimensions : 39 x 59 x 39 cm
Norme	IVD, CE
Stockage	Ne pas exposer ni laisser à proximité de flammes nues, ne pas abandonner le produit car il n'est pas biodégradable.

Photo



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.