

ÉCOUVILLON SEC OROPHARYNGÉ

- / Référence Greiner Bio-One : 4800358
- / Désignation produit : Ecouvillon sec stérile oropharyngé, embout nylon floqué 6mm, tige ABS 153mm, sécable 80mm, emb. IND.

Caractéristiques

Couleur : Blanc
Embout :
Longueur : 20 mm
Largeur : 6 mm
Matériau : fibre Nylon floqué

Tige :
Longueur : 133 mm
Largeur prise en main : 2.5 mm
Matériau : ABS

Longueur totale : 153mm
Point sécable : 80mm

Application

Pour prélèvement rapide et facile des échantillons oropharyngés. Convient pour prélever un échantillon COVID-19.

Norme

Certifié CE
Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/EEC, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009
ISET S.R.L. CE Certificate ISETC.003720190530S

Conditionnement

Emballage stérile individuel. 100 / sachet

Image

