

ÉCOUVILLON SEC NASOPHARYNGÉ

/ Référence Greiner Bio-One : 4800535

/ Désignation produit : Ecouvillon sec stérile nasopharyngé, embout nylon floqué 3mm, tige PP 151mm, sécable 80mm, emb. IND.

Caractéristiques

Couleur : Blanc

Embout :

Longueur : 16 mm

Largeur : 3 mm

Matériau : fibre Nylon floqué

Tige :

Longueur : 151 mm

Largeur prise en main : 2.5 mm

Matériau : polypropylène

Point sécable : 80 mm

Stérile

Emballage individuel

Application

Pour prélèvement rapide et facile des échantillons nasaux. Convient pour prélever un échantillon COVID-19.

Norme

Certifié CE

Conditionnement

Sachet de 500

Image

