

## FLACON CARRÉ 500ML

- / Référence Greiner Bio-One : 901420
- / Référence Greiner Bio-One : LC500-11
- / Désignation produit : Flacon carré [500 ml], large ouverture Jointée rouge, stérile, Gradué, PEHD [76x76x122mm]

### Caractéristiques

- Couleur du corps secondaire : Rouge
- Capacité nominale : 2L
- Assemblage : Monté
- Matière et couleur du pot (corps primaire) : PEHD et soufflage haute densité naturel
- Matière du corps secondaire : PEHD
- Température d'utilisation du corps principal & secondaire : -80°C/+120°C
- Hauteur (mm) : 230.00
- Longueur (mm) : 109.00
- Largeur (mm) : 96.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 58.00
- Graduation dans la masse : tous les 100 ml
- Type de fermeture : Jointé
- Résistance physique : Souple à rigide, bonne résistance mécanique
- Taille étiquette : N/A
- Autoclavage du corps principal : N/A
- Usage unique : Oui

### Conservation de stockage

Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

### Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 50
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : rangé 50 flacons

### Qualité

- Normes et certifications :
  - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
  - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
  - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
  - o Directive 98/79/CE : Usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil de 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Marquage CE : CE, IVD
- Péréemption : 3 ans
- Niveau d'assurance de stérilité conformément à la norme ISO 11 137 : STERILE SAL 10<sup>-3</sup>

### Image

