

SUPPORT ADHESIF IMPRIME

Matière : Non tissé extensible (Polyester)
Couleur : blanc
Poids : 40 - 55 g/m²

Adhésif : Acrylique non irritant
Poids : 35 à 45 g/m²
Adhésivité (pelage) : 180 à 300 g/cm



Impression 6 couleurs, encres conformes aux normes puériculture (EN 71-3).

COMPRESSE ABSORBANTE

Matière : Non tissé
Viscose, Polypropylène
Grille anti-adhérente en polyéthylène
Matières colorantes : absence
Agent optique : absence
Poids : 90 g/m² minimum

PROTECTEUR

Matière : Polyéthylène bosselé ou Papier siliconé blanc
Blanc
Poids nominal : 50 g/m² (+/- 5)
Poids : 60 g/m² (+/- 5)

ENVELOPPE PANSEMENTS

Matière : Papier sans impression
Type : Papier scellable à froid

Conditions de stockage : Conditions normales de température et d'humidité. A l'abri de la lumière.

VALIDITE DU PRODUIT : 3 ans.

2.0	28/04/2016
Version	Date