

	FICHE TECHNIQUE	300232	Date: 29/05/13
		Revision 1	Page 1 de 2

Codes: 300232, 300230, 300260, 300270, 300268, 300243, 300244
Écouvillons non stériles

ECT

Code	Description	Dimensions mm	Ø Tête mm	Quantité par carton	Poids du carton (kg)	Volume du carton (m³)
300232	Extra longue bois + coton	203 x 2,5	5	80 x 100	5,85	0,031
300230	Standard bois + coton	150 x 2,2	5	100 x 100	4,90	0,031
300260	Polypropylène + coton	150 x 2,5	5	40 x 100	2,20	0,010
300270	Polystyrène cassable + coton	150 x 2,5	5	40 x 100	2,50	0,016
300268	Polystyrène cassable + polyester	150 x 2,5	5	100 x 100	5,40	0,030
300243	Aluminium + coton	147 x 0,9	2,2	100 x 100	3,00	0,005
300244	Aluminium + viscose	147 x 0,9	1,5	10 x 100	2,40	0,006

USAGE SPECIFIQUE ET DESCRIPTION

Directive 93/42/EEC. Produits sanitaires


L'écouvillon s'utilise pour le prélèvement de produits biologiques. Les écouvillons ont une tête arrondie et compacte afin de permettre une absorption correcte de l'échantillon, sans laisser de fibre.

Le modèle 300232 est plus long que les écouvillons conventionnels, permettant à l'utilisateur travailler dans de meilleures conditions, vu qu'il dispose d'une plus longue portée de manœuvre.

Livrées en sachets de 100 unités.



Il est principalement utilisé dans:

- Examens gynécologiques pendant l'utilisation du spéculum vaginal afin de procéder au prélèvement d'échantillons avec l'écouvillon.
- Application des plaies.
- Vétérinaire



Elaboré	Vérifié	Autorisé
		

 deltalab	FICHE TECHNIQUE	300232	Date: 29/05/13
		Revision 1	Page 2 de 2



Bois et PS cassables. Aluminium est plié

Elaboré	Vérifié	Autorisé
		