

FLACON CARRÉ 500ML

/ Référence Greiner Bio-One : FC500THI

/ Désignation produit : Flacon carré [500 ml], Thiosulfate 10mg, petite ouverture Inviolable rouge, stérile, PEHD [70x70x160mm]

Caractéristiques

- Couleur du corps secondaire : Rouge
- Capacité nominale : 250 ml
- Assemblage : Monté
- Matière et couleur du pot thiosulfate (corps primaire) : PEHD et soufflage haute densité naturel
- Matière du corps secondaire : PE
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+120°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : -80°C/+75°C
- Hauteur (mm) : 160.00
- Longueur (mm) : 70.00
- Largeur (mm) : 70.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 22.00
- Capacité nominale : 500ml
- Graduation dans la masse : N/A
- Type de fermeture : Inviolable jointé
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique
- Taille étiquette : 33x50
- Autoclavage du corps principal : N/A
- Usage unique : Oui

Conservation de stockage

Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

Quantité par carton (pièces) : 100
Nombre de sursac : 1 sursac
Rangement : rangé 100 flacon

Additifs

Additif sodium de Thiosulfate : thiosulfate en poudre 10mg

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide
- Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - o ISO 5667-3 : Prélèvement et stockage des échantillons d'eau
 - o ISO 19458 : Qualité de l'eau - Prélèvement pour analyse microbiologique
- Marquage CE : CE, IVD
- Péremption : 3 ans
- Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11 137 : STERILE SAL 10⁻³

Précaution d'utilisation

- Contient du thiosulfate : ne pas rincer le flacon avant usage

Image

