

FLACON CARRÉ 1L

/ Référence Greiner Bio-One : FH1000S

/ Désignation produit : Flacon carré [1000 ml], large ouverture Double, fermeture rouge, stérile, Gradué, PEHD [95x76x185mm]

Caractéristiques

- Couleur du corps secondaire : Rouge
- Capacité nominale : 1l
- Assemblage : Monté
- Matière et couleur du pot (corps primaire) : PEHD et soufflage haute densité naturel
- Matière du corps secondaire : PEHD
- Matière du corps tertiaire : PEHD
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+120°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : -80°C/+120°C
- Hauteur (mm) : 185.00
- Longueur (mm) : 95.00
- Largeur (mm) : 76.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 58.00
- Graduation dans la masse : tous les 100 ml
- Type de fermeture : Double fermeture
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique
- Taille étiquette : N/A
- Autoclavage du corps principal : N/A
- Usage unique : Oui

Conservation de stockage

Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 910
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : rangé 90 flacons

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide
- Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - o Directive 98/79/CE : usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
 - o Basé sur la norme ISO 11 137 : Stérilisation des produits de santé --
- Irradiation
 - Marquage CE : CE, IVD
 - Péremption : 3 ans
 - Niveau d'Assurance de stérilisation conformément à la norme ISO 11 137 : STERILE SAL 10⁻³

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.