

FLACON CARRÉ 2L

- / Référence Greiner Bio-One : FH200LO
- / Référence Greiner Bio-One : F2000-02
- / Désignation produit : Flacon carré [2000 ml], très large ouverture, Jointée, rouge, aseptique, Graduée, PEHD [110x95x230mm]

Caractéristiques

- Couleur du corps secondaire : Rouge
- Capacité nominale : 2 L
- Assemblage : Monté
- Matière et couleur du pot (corps primaire) : PEHD et soufflage haute densité naturel
- Matière du corps secondaire : PEHD
- Température d'utilisation du corps principal & secondaire : -80°C/+120°C
- Hauteur (mm) : 230.00
- Longueur (mm) : 110.00
- Largeur (mm) : 95.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 73.00
- Graduation dans la masse : tous les 100 ml
- Type de fermeture : Bouchon à vis
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique
- Taille étiquette : N/A
- Autoclavage du corps principal : N/A
- Usage unique : Oui

Conservation de stockage

Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 50
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : rangé 50 flacons

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide
- Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
- o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - Marquage CE : N/A
 - Péréemption : N/A

Image

