

POT CARRÉ 500ML

- / Référence Greiner Bio-One : FP0500S
 - / Désignation produit : Flacon carré [500 ml], petite ouverture
- Inviolable rouge, stérile, PEHD [70x70x157mm]

Caractéristiques

- Couleur du corps secondaire : Rouge
- Capacité nominale : 500ml
- Assemblage : monté
- Matière et couleur du pot (corps primaire) : PEHD et soufflage haute densité naturel
- Matière du corps secondaire : PEBD
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+120°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : -80°C/+75°C
- Hauteur (mm) : 157.00
- Longueur (mm) : 70.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 22.00
- Graduation dans la masse : N/A
- Type de fermeture : inviolable jointé
- Résistance physique : Souple à rigide, bonne résistance mécanique
- Taille étiquette : N/A
- Autoclavage du corps principal : N/A
- Usage unique : Oui

Conservation de stockage

Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 100
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : rangé 100 flacons

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide
- Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
- o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
- Marquage CE : N/A
 - Péremption : 3 ans
 - Niveau d'assurance de stérilité conformément à la norme ISO 11 137 : STERILE SAL

10⁻³

Image

