

Hojas de bisturí | Lames de bistouris

Marca | Marque: **Nahita**

Fabricadas en acero al carbono y extremadamente afiladas, requieren una mínima presión para realizar un corte preciso. Las hojas de bisturí difieren no sólo en el tamaño sino también en la forma; en función de estas características a cada modelo se le asigna un número universal por el cual se distingue.

Se suministran en cajas de 100 unidades totalmente estériles mediante radiación gamma y empaquetadas individualmente.

Composición: Acero al carbono tipo T10A (GB/T 1298-1986) 0.96 % Carbono, < 0.21% Manganeso, < 0.05% Cromo, < 0.24% Sílice, < 0.008% Fósforo, < 0.009 % Azufre, < 0.03 % Níquel y < 0.11% Cobre.

Dureza: 750-770 HV (Escala Vickers).

Fabriquées en acier au carbone et extrêmement aiguës, requièrent une pression minimale pour une coupe précise. Les lames de bistouri diffèrent non seulement dans la taille mais aussi dans la forme, de façon à assigner un numéro universel à chaque modèle. Ils sont fournis en boîtes de 100 unités totalement stériles à l'aide de la radiation gamma, et empaquetés individuellement.

Composition: Acier au carbone type T10A (GB/T 1298-1986) 0.96 % Charbonne, < 0.21% Manganèse, < 0.05% Chrome, < 0.24% Silice, < 0.008% Phosphore, < 0.009 % Soufre, < 0.03 % Nickel et < 0.11 Cuivre.

Dureté: 750-770 HV (Echelle Vickers).

10 11 12 15 18



20 21 22 23 24 25



	Referencia Référence	Número Numéro	Nº mango Manche bistouri n°
LAME10	61205100	10	3
LAME11	61205110	11	3
LAME12	61205120	12	3
LAME12	61205150	15	3
	61205180	18	4
LAME20	61205200	20	4
LAME21	61205210	21	4
LAME22	61205220	22	4
LAME23	61205230	23	4
LAME24	61205240	24	4
	61205250	25	4

Mangos para bisturí | Manches pour bisturi

Para utilizar con hojas de bisturí. Los mangos para bisturí Nahita proporcionan una firme sujeción a la hoja, sin peligro de que se escape. Fabricados en acero inoxidable, cada modelo está disponible en dos tamaños.

À utiliser avec les lames de bistouri, de manière de fixer fermement la lame pour que celui n'échappe pas. Fabriqués en acier inoxydable, chaque modèle est disponible en deux tailles.



Referencia Référence	Número Numéro	Longitud Longueur
61203003	3	125 mm
61203004	4	140 mm
61203013	3 Largo / Long	200 mm
61203014	4 Largo / Long	220 mm