

CURETTE DERMATOLOGIQUE stérile à usage unique

Disposable sterile dermal curette

REFERENCE : CUK

FICHE TECHNIQUE/TECHNICAL DATA SHEET

	LCCUK20	LCCUK30			
Référence LCH LCH Reference	CUK-20	CUK-30	CUK-40	CUK-50	CUK-70
Diamètre Diameter	2 mm	3 mm	4mm	5mm	7mm

	Français/French	Anglais/English
ILLUSTRATION <i>Illustration</i>	 CUK-20	
DESTINATION/UTILISATION <i>Destination/Use</i>	Dispositif pour tous actes de petite chirurgie dermatologique	Device for all dermatological surgical acts
COMPOSITION <i>Composition</i>	Demi-bordure en acier inoxydable Manche : polypropylène Sans latex	Half edge : Stainless steel Handle : polypropylene Latex free
CODE CLADIMED	S60FC	
CARACTERISTIQUES <i>Characteristics</i>	Demi-bordure tranchante en acier inoxydable pour tissus mous Taille gravée sur chaque curette pour une identification aisée SANS PRODUIT D'ORIGINE ANIMALE OU BIOLOGIQUE	Stainless steel semi sharp cutting edge for soft or weak tissue Size embossed on each curette for easy identification WITHOUT PRODUCT FROM ANIMAL AND BIOLOGIC ORIGIN
STERILISATION <i>Sterilization</i>	Rayonnement Gamma	Gamma sterilization
CONFORMITE <i>Conformity</i>	Directive Européenne 93/42/CEE Classe : IIa règle 6 premier paragraphe	European Directive 93/42/EEC Class: IIa rule 6 1 st paragraph
FABRICATION <i>Manufacturing</i>	KAI MEDICAL Japon – certifiée ISO 9001 KAI MEDICAL Japan – registered ISO 9001	
Distributeur France <i>Distributor in France</i>	LCH FRANCE - certifiée ISO 9001 et ISO 13485 LCH FRANCE : registered ISO 9001 and ISO 13485	

EMBALLAGE/Packing	CONDITIONNEMENT/Packaging	DIMENSIONS/Dimensions	POIDS/Weight
Une curette emballée individuellement sous blister rigide 1 face papier – 1 face transparente / One individual dermal curette packed under transparent peelable blister- one face paper, one face transparent	20 curettes par boîte I20 dermal curette per box 50 boîtes par carton cartons par palette : non défini	240x365x320 N/A N/A	0.25 kg N/A N/A