

COMPRESSES GAZE NON STERILES NON-STERILE GAUZE SWAB

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Les compresses gaze non stériles sont destinées à absorber les exsudats lors de soins sans risque infectieux particulier ou à désinfecter une plaie avec un antiseptique. Elles existent en gaze de 17 fils en différentes tailles et conditionnement. <i>Non-sterile gauze pads are intended to absorb exudates during care without any particular infectious risk or to disinfect a wound with an antiseptic. They exist in 17 threads gauze in different sizes and packaging.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe I / Medical device class I RDM (UE) 2017/745
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Coton / Cotton 40g

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M13001	5 x 5 cm 17 fils 8 plis	Carton de 100 sachets de 100 <i>Carton of 100 bags of 100</i>
M13002	7.5 x 7.5 cm 17 fils 8 plis	Carton de 40 sachets de 100 <i>Carton of 40 bags of 100</i>
M13003	10 x 10 cm 17 fils 8 plis	Carton de 20 sachets de 100 <i>Carton of 20 bags of 100</i>
M13004	5 x 7.5 cm 17 fils 8 plis	Carton de 40 sachets de 100 <i>Carton of 40 bags of 100</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / *Non stérile product*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER
MEDISTOCK