

FICHE TECHNIQUE

ROULEAU DE COTON / COTTON ROLL

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Le format de coton rouleau est destiné à absorber les exsudats ou le désinfectant lors du nettoyage d'une plaie. <i>/The different cotton formats are intended to absorb exudate or disinfectant when cleaning a wound.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	▪ Dispositif médical de classe I conforme au règlement relatif au dispositif médicaux (UE) 2017/745 ▪ Conforme à la réglementation REACH <i>/Class I medical device compliant with the medical device regulation (EU) 2017/745</i> <i>Complies with REACH regulations</i>
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	▪ 100 % Coton blanchi hydrophile doux et absorbant ▪ Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent) <i>/100% Soft and absorbent hydrophilic bleached cotton</i> <i>H2O2 bleached (no chlorine or fluorescent agents)</i>

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Rouleau coton <i>Cotton roll</i>
Poids : 500g Dia:11.5~11.8cm , Length: 29cm <i>/ Weight: 500g</i> <i>Dia:11.5~11.8cm , Length:</i> <i>29cm</i>

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M14ROLL500	Rouleau de coton – 500g	Carton de 15 rouleaux /Box of 15 rolls

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Certification CE / CE certification
	Date de fabrication / Manufacturing date		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Référence produit / Reference		Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix
	Produit non stérile / Non sterile product		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abris de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile / Non sterile product

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT

