

SPARADRAP CHIRURGICAL 3M™ TRANSPORE™

- / Référence Greiner Bio-One : M125T
- / Désignation produit : Transpore 3M [25mmx9,14m]

Description

Sparadrapp chirurgical 3M™ Transpore™ (tous les numéros de référence 1527)
Sparadrapp en plastique perforé transparent à usage général pour le soin des patients à l'hôpital et à domicile, utilisé pour maintenir la plupart des pansements, des tubulures et des dispositifs sur les patients.
Le sparadrapp chirurgical Transpore est marqué CE en tant que dispositif médical de classe 1 et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Remarque : ce document est valable uniquement pour l'Union européenne. Le statut d'enregistrement dans d'autres régions doit être confirmé.

Instruction d'utilisation

Les instructions d'utilisation ne sont pas fournies avec ce produit, car le produit est un dispositif médical simple et l'utilisation du sparadrapp est abordée lors de la formation professionnelle de l'utilisateur. Le produit peut être utilisé en toute sécurité sans instructions. Des informations générales sur l'utilisation du ruban adhésif médical peuvent être consultées sur www.3MSante.fr

Composition du produit

Matériaux

Composant	Matière première
Support	Polyéthylène/éthylène-acétate de vinyle
Adhésif	Acrylate

Composition emballage

Les rouleaux de sparadrapp chirurgical Transpore sont conditionnés dans une boîte. Ensuite plusieurs boîtes sont disposées dans une caisse d'expédition en carton ondulé.

Conditionnement de Transpore	Matériau
Boîte	Carton
Caisse d'expédition	Carton ondulé

La boîte et la caisse d'expédition sont étiquetées avec le nom du produit, le numéro de référence et les symboles requis selon les exigences réglementaires. L'étiquetage indique aussi les dimensions de bande (largeur et longueur) et le nombre de rouleaux par boîte/carton.

L'étiquetage des boîtes comporte différentes langues en fonction des marchés. Les unités par boîte sont indiquées dans le tableau ci-dessous : pour toutes les références, il y a 10 boîtes conditionnées dans une caisse d'expédition.

Utilisation prévue

Produit à usage général pour le soin des patients à l'hôpital et à domicile, utilisé pour fixer la plupart des pansements, des tubulures et des dispositifs sur les patients.

Gamme de produits

• Hôpital

Numéro de catalogue	Dimensions	Rouleaux/boîte	Boîtes/carton
Rouleaux standard 3M™ Transpore™ transformés (découpés) et conditionnés en Allemagne (à partir de rouleaux grand format fabriqués aux États-Unis) ; 3M Deutschland GmbH – Health Care Business est détenteur du marquage CE.			
1527-0	12,5 mm x 9,14 m	24	10
1527-1	25 mm x 9,14 m	12	10
1527-2	50 mm x 9,14 m	6	10
1527-3	75 mm x 9,14 m	4	10
1527-0	12,5 mm x 5 m	32	10
1527-1	25 mm x 5 m	16	10
1527-2	50 mm x 5 m	8	10
1527-3	75 mm x 5 m	4	10

• Ville

Numéro de catalogue	Dimensions	Rouleaux/boîte
7078293	25 mm x 5 m	12
6050387	50 mm x 5 m	6

Photo

