

MICROPORE 3M™

- / Référence Greiner Bio-One : MI25
- / Désignation produit : Micropore 3M [25mmx9,14m]

Indications

Sparadrap 3M™ Micropore™ est un sparadrap hypoallergénique, conçu pour maintenir les pansements ou pour permettre des pansements fréquents avec de faibles réactions cutanées secondaires aux adhésifs.

Caractéristiques

- Tolérance cutanée
- Microporeux,
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il laisse respirer la peau.
- Adhésivité augmentant dans le temps.
- Ne laisse pas de résidus adhésifs au retrait.

Composition

- Ne contient pas de latex
- Support : Mélange non-tissé de fibres de rayonne (dérivé cellulosique) et résine acrylique.
- Adhésif : Copolymère d'acrylate hypoallergénique, sensible à la pression.

Caractéristiques physiques

- Adhésivité à la peau
- Charge minimale de rupture
- Elongation (à la rupture) : M.V.T.R.

Indice d'irritation primaire

- Indice d'irritation primaire : 0,7/8,0 (légèrement irritant)
- Cytotoxicité (méthode sur agar) = 1,0/0,5 (cytotoxicité minime)
- Test de sensibilisation : 0/10 (non sensibilisation)

Sterilisation

- Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène à 55°C, 1 heure minimum.

Lieux de fabrication

- 3M Brookings Plant, 601 22nd avenue, South, Brookings, South Dakota, USA
- 3M Deutschland GmbH/Werk Kamen, Edisonstrasse 6, D59157, Kamen, Allemagne.
- 3M Poland – Oddział we Wrocławiu ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Pologne.

Conservation et expiration

5 ans dans des conditions de stockage normales (température moyenne de 10°C à 30°C, avec 30- 60% HR)

Conditionnement

■ Hôpital

Code	Référence	Dimensions	Rouleaux/Boîtes	Gabarit
MI912	1530-0	1,25 cm x 9,14 m	24	10
MI925	1530-1	2,50 cm x 9,14 m	12	10
MI950	1530-2	5,00 cm x 9,14 m	6	10
MI975	1530-3	7,50 cm x 9,14 m	4	10
MICH912	1533-0	1,25 cm x 9,14 m	24	10
MICH925	1533-1	2,50 cm x 9,14 m	12	10
MICH950	1533-2	5,00 cm x 9,14 m	6	10
MI512	1530-0S	1,25 cm x 5,00 m	24	10
MI525	1530-1S	2,50 cm x 5,00 m	12	10
MI550	1530-2S	5,00 cm x 5,00 m	6	10
MI575	1530-3S	7,50 cm x 5,00 m	4	10
MICDEV25	1530 avec dévidoir blanc	2,50 cm x 9,14 m	48	1
MIDEV12	1535-0	1,25 cm x 9,14 m	24	10
MIDEV25	1535-1	2,50 cm x 9,14 m	12	10
MIDEV50	1535-2	5,00 cm x 9,14 m	6	10

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.

■ Ville

Références	Code ACL	Code EAN 13	Code LPPR	Dimensions	Rouleaux / Boite
15303	7078264	4046719318766	1354591	2,50 cm x 5 m – dévidoir	24
1533	7078270	4046719318797	1354591	2,50 cm x 5 m Chair – dévidoir	12
1534	7103571	4046719318773	1356443	2,50 cm x 7,5 m Plus – dévidoir	24
1530	7078287	4046719318780	1378031	2,50 cm x 9,14 m Géant – dévidoir	24
9 M	6528883	4046719322244	1378031	2,50 cm x 9,14 m – dévidoir bleu	12
1530/1*	6606821	5000485000699	Non	1,25 cm x 5 m	24
1530/5	6049734	5000485000705	1341246	5,00 cm x 5 m	6
1530/7	6022474	4046719318827	1308444	7,50 cm x 5 m	4
1530/10	7304335	4046719318025	1304216	10,0 cm x 5 m	6

Photo



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.