

POT DROIT 150ML POLYSTYRENE BLANC ASEPTIQUE BOUCHON BLANC + SPATULE

- / Référence Greiner Bio-One : PC160B0SP
- / Référence fournisseur : PC160B0SP
- / Désignation produit : Pot droit à vis [160 ml], PS blanc, aseptique, cape blanche, Spatule [60x70mm]

Caractéristiques

Matière pot : Polystyrène cristal blanc
Matière bouchon à vis : Polyéthylène haute densité couleur blanche
Matière spatule : Polystyrène cristal blanc
Hauteur sans bouchon : 69 mm
Diamètre externe : 58 mm
Capacité maximum : 155 ml
Poids avec bouchon + spatule : 33,6 g
Poids vide : 19 g
Température d'utilisation : -40°C à +65°C
Résistance physique : Fragile

Conditionnement

Rangement : 360 par carton

Qualité

Qualité sanitaire : aseptique
Traçabilité : Etiquette avec référence et n° de lot – code barres possible
Conformité aux normes : - Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
- Absence de métaux lourds – directive CE/94/62
- Alimentarité matière – règlement (CE) n° 1935/2004

Précaution

Usage unique



Image

