

## POT DROIT 150ML POLYSTYRENE BLANC ASEPTIQUE BOUCHON BLANC

/ Référence Greiner Bio-One : PC160B0

/ Désignation produit : Pot droit à vis [160 ml], PS blanc, aseptique, cape blanche [60x70mm]

### Caractéristiques

Matière pot : Polystyrène cristal blanc  
Matière bouchon à vis : Polyéthylène haute densité couleur blanche  
Hauteur sans bouchon : 69 mm  
Diamètre externe : 58 mm  
Capacité maximum : 155 ml  
Poids avec bouchon : 31,7 g  
Poids sans bouchon : 19 g  
Température d'utilisation : -40°C à +65°C  
Résistance physique : Fragile

### Conditionnement

Rangement : 360 par carton

### Qualité

Qualité sanitaire : aseptique  
Traçabilité : Etiquette avec référence et n° de lot - code barres possible  
Conformité aux normes : - Marquage CE conforme à la directive CE/98/79

- Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
- Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004

### Précaution

Usage unique



### Image

