

POT DROIT 150ML POLYSTYRENE NATUREL ASEPTIQUE BOUCHON BLANC + SPATULE

- / Référence Greiner Bio-One : PC160BSP
- / Référence fournisseur : PC160BSP
- / Désignation produit : Pot droit à vis [160 ml], PS, aseptique, cape blanche, Spatule [60x70mm]

Caractéristiques

Matière pot : Polystyrène cristal transparent
Matière bouchon à vis : Polyéthylène haute densité couleur blanche
Matière spatule : Polystyrène cristal blanc
Hauteur sans bouchon : 69 mm
Diamètre externe : 58 mm
Capacité maximum : 155 ml
Poids avec bouchon + spatule : 33,6 g
Poids sans bouchon et spatule : 19 g
Température d'utilisation : -40°C à +65°C
Résistance physique : Fragile

Conditionnement

Rangement : 360 par carton

Qualité

Qualité sanitaire : aseptique
Traçabilité : Etiquette avec référence et n° de lot - code barres possible
Conformité aux normes : - Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
- Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
- Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004

Précaution

Usage unique



Image

