

POT DROIT 150ML POLYSTYRENE BLANC IRRADIE BOUCHON ROUGE

- / Référence Greiner Bio-One : PC160SR0
- / Référence fournisseur : PC160SR0
- / Désignation produit : Pot droit à vis [160 ml], PS blanc, stérile, cape rouge [60x70mm]

Caractéristiques

Matière pot : Polystyrène cristal blanc
Matière bouchon à vis : Polyéthylène haute densité couleur rouge
Hauteur sans bouchon : 69 mm
Diamètre externe : 58 mm
Capacité maximum : 155 ml
Poids avec bouchon : 31,7 g
Poids sans bouchon : 19 g
Température d'utilisation : -40°C à +65°C
Résistance physique : Fragile

Conditionnement

Rangement : 360 par carton

Qualité

Qualité sanitaire : Ionisation par rayons à 10 kGy
Traçabilité : Etiquette avec référence et n° de lot -code barres possible
Conformité aux normes : - Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
- Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
- Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1831/2003

Précaution

Usage unique



Image

