

POT DROIT 150ML POLYPROPYLENE NATUREL IRRADIE BOUCHON ROUGE

- / Référence Greiner Bio-One : PC160SRP
- / Référence fournisseur : PC160SRP
- / Désignation produit : Pot droit à vis [160 ml], PP, stérile

Caractéristiques

Matière pot : Polypropylène naturel – translucide
Matière bouchon à vis : Polyéthylène haute densité couleur rouge
Hauteur sans bouchon : 68 mm
Diamètre externe : 57 mm
Capacité maximum : 150 ml
Poids avec bouchon : 25 g
Poids sans bouchon : 16 g
Température d'utilisation : -40°C à +85°C
Résistance physique : Résistant

Conditionnement

Rangement : 360 par carton

Qualité

Qualité sanitaire : Ionisation par rayons à 10 kGy
Traçabilité : Etiquette avec référence et n° de lot – code barres possible
Conformité aux normes : - Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
- Absence de métaux lourds – directive CE/94/62
- Alimentarité matière – règlement (CE) n° 1935/2004

Précaution

Usage unique



Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.